



COD. 11001000



Aspiratore chirurgico mod. ASPI-VET

Caratteristiche tecniche

L'aspiratore Aspivet é stato idealizzato per piccoli presidi chirurgici fissi e mobili.

La struttura e il cestello porta vaso sono in acciaio inox.

Il vaso di raccolta da 2 lt. in makrolon, oltre ad essere completamente sterilizzabile, é dotato di ampia imboccatura in modo da permetterne una facile pulizia.

La protezione dell'apparato aspirante interno é assicurata da una valvola di troppo pieno disposta all'interno del vaso.

Il gruppo elettroaspirante é esente da manutenzione.

L'intera apparecchiatura é stata progettata e costruita secondo norme UNI EN 60601-1

Dati tecnici elettropompa

- Alimentazione : 230 V
- Frequenza : 50 Hz
- Assorbimento : 520 mA
- Potenza: 120 W
- Portata della pompa 30 lt/min.
- Vuoto massimo - 65 cmHg

Accessori di ricambio

Vaso in Makrolon da 2 lt. (solo vaso)

COD. 11001003

- Coperchio per vaso da lt. 2 **COD. 11001004**
- Tubo in silicone per aspirazione Ø mm. 8 x 13
COD. 030030588