

# Pompa infusione Veterinaria



## Nuovo design

- ✓ Design elegante e portatile
- ✓ Touchscreen e tastiera a colori di grandi dimensioni da 3,5"

## Semplice e conveniente



Schermata di blocco automatico



Modalità notturna



Registra fino a 50.000 record



Autotest del sistema eseguito ad ogni accensione



## Precisa e sicura



- ✓ Batteria al litio di grande capacità
- ✓ IP<sub>44</sub> Resistenza alla polvere e all'acqua di alto livello

**Intuitivo e leggibile**  
visualizzazione pressione in tempo reale



Promemoria di avviso quando la pressione di occlusione aumenta



## Configurazione

**Set per infusione applicabili:** 1ml/15d, 1ml/19d, 1ml/20d, 1ml/60d

**Portata:** Modalità ml/ora 0,1 ~1200 ml/ora (con incrementi di 0,01 ml/h)  
Modalità goccia 1~(400ml/h\*d/60)d/min (con incrementi di 1 d/min.)

**Bolo:** Velocità del bolo 0,1~1200 ml/h (con incrementi di 0,01 ml/h)  
VTBI (volume da infondere) 0,1~100 ml(con incrementi di 0,01 ml)

**FF (Avanzamento veloce):** Velocità FF 0,1~1200 ml/h (con incrementi di 0,01 ml/h)  
VTBI (volume da infondere) 0~9999.99 ml (con incrementi di 0,01 ml)

**VTBI:** 0,1~9999.99 ml (con incrementi di 0,01 ml)

**Volume infusione cumulativo:** 0~9999.99 ml (con incrementi di 0,01 ml)

**Rate (ml/h)** ≤±5%(dopo calibrazione)

**Rate (d/min)** ≤±5%

**Pressione di occlusione:** 5 livelli di pressione (20, 50, 80, 110, 130)kPa

**Informazioni sugli allarmi:** Infusione bloccata, infusione quasi finita, sportello aperto, infusione terminata, standby sistema completato, aria in linea, apertura sportello, operazione dimenticata, batteria scarica, stato di funzionamento anomalo, batteria scollegata, KVO terminato, flacone vuoto, sensore di caduta non posizionato, sostituire set infusione, set infusione non riconosciuto, vicino all'occlusione, apparecchio guasto ecc.