

# T.T.L. "Verticali"




Le travi testaleto verticali sono particolarmente richieste nelle camere dei pazienti nelle cliniche mediche, ove una unità centrale può servire due posti letto. A secondo della loro applicazione, sono equipaggiate le prese per i gas medicali, distribuzione elettrica ad alto e a basso voltaggio, prese media ecc..




Vernice Antibatterica  
su Richiesta

## Configurazioni



## Opzioni di Illuminazione



Parte delle unità testaleto possono essere equipaggiate con luce diretta, indiretta o luce notturna con tecnologia LED. Il design può essere personalizzato per incontrare tutte le richieste architettonali e della cura del paziente.

Le unità testaleto verticali permettono di montare molteplici accessori per la connessione di tutti i dispositivi e accessori medicali. I materiali utilizzati nelle unità testaleto verticali, come in quelle standard, sono progettati per durare nelle intense condizioni d'uso nel campo medico.

